



AquaFloss Station O300 Ozone

EN - USER MANUAL

DE - BENUTZERHANDBUCH

CZ - UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SK - POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

PL - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SLO - UPORABNIŠKI PRIROČNIK


HR - UPUTE ZA UPOTREBU

EN - USER MANUAL

BOX CONTENTS

- TrueLife AquaFloss Station O300 Ozone
- 3x Standard nozzles, 1x Dental Plaque nozzle, 1x Orthodontic nozzle, 1x Periodontal nozzle
- Battery cover opener
- 1x AAA battery
- Manual and safety instructions

PRODUCT DESCRIPTION



1. Water reservoir cover
2. Water reservoir
3. Base
4. Display
5. Nozzle
6. Power button

7. Increase power button
8. Decrease power button
9. Oxidation on/off button
10. Storage compartment door
11. Nozzle release button
12. Rubber suction cups

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!