



AquaFloss Station S600

EN - USER MANUAL

DE - BENUTZERHANDBUCH

CZ - UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SK - POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

PL - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SLO - UPORABNIŠKI PRIROČNIK


HR - UPUTE ZA UPOTREBU

EN - USER MANUAL

BOX CONTENTS

- TrueLife AquaFloss Station S600
- 3x Standard nozzle, 1x Dental Plaque nozzle, 1x Orthodontic nozzle, 1x Periodontal nozzle
- Manual and safety instructions

PRODUCT DESCRIPTION



- 1. Nozzle storage compartment
- 2. Water reservoir
- 3. Control knob
- 4. Rubber suction cups
- 5. Storage compartment lid

- 6. Swivel attachment
- 7. Nozzle release button
- 8. Power button
- 9. Base

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!