



AquaFloss Compact C300

EN - USER MANUAL

DE - BENUTZERHANDBUCH

CZ - UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SK - POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

PL - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SLO - UPORABNIŠKI PRIROČNIK

HR - UPUTE ZA UPOTREBU

EN - USER MANUAL


BOX CONTENTS

- TrueLife AquaFloss Compact C300
- 3x Standard nozzle heads, 1x Dental Plaque nozzle head, 1x Orthodontic nozzle head, 1x Periodontal nozzle head
- USB charging cable
- Manual and safety instructions

PRODUCT DESCRIPTION

1. Nozzle head
2. Button to release nozzle head
3. On/Off button
4. Display
5. Mode change button
6. Handle
7. Water tank
8. Water tank cap
9. Charging Cable

Warning: *There may be residual water in the device. This is distilled water used during quality control testing.*



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!