

# Diagnostická váha iGET HOME B18

## Uživatelský manuál - CZ

### Informace o produktu:

- Napájení 3xAAA baterie
- Maximální nosnost 180kg
- Přesnost +/- 100g
- Pracuje s aplikací "iGET HOME" analyzuje 18 tělesných hodnot.  
Váha / BMI / Objem tuků% / Svalová hmota ( kg) / Tělesný tuk ( kg) / Index tělesného tuku / Míra nadváhy/ Ideální váha / Kontrola hmotnosti / Útrobní tuk / Váha bez tuků /Tělesná voda / Kostní hmotnost / Obsah bílkovin / BMR / Metabolický věk / Tělesný typ / Tělesné skóre
- Křivka trendových čar pro sledování historie
- Více uživatelů
- Automatické zapnutí a vypnutí
- Indikátor slabé baterie a přetížení

### Před prvním použitím:

- 1) Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně.
- 2) Vložte baterie a dbejte na správnou polaritu.
- 3) Opět zavřete přihrádku na baterie.

Váhy jsou určeny pouze pro použití v domácnosti, nelze je používat ke komerčním účelům.

Poznámka: Pokud se na displeji zobrazí zpráva "Lo", vyměňte baterie.

### Aplikace iGET HOME

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci iGET HOME z Google Play nebo App Store. Použijte klíčové slovo „iGET HOME“. Nebo použijte následující QR kódy:



Android: Google Play



iOS: App Store

### Přidání zařízení:

- 1) Nainstalujte aplikaci "iGET HOME" z Google Play nebo App Store.
- 2) Zapněte bluetooth ve vašem zařízení.
- 3) Spusťte aplikaci "iGET HOME" a postupujte podle instrukcí aplikace. Vytvořte si, nebo se přihlaste ke svému účtu.
- 4) Pokud aplikaci používáte poprvé, je nejprve potřeba vytvořit objekt.
- 5) Následně aplikaci přepněte na záložku Zařízení
- 6) Zapněte váhu, váha zobrazí na displeji 0.0 kg. Na obrazovce aplikace se automaticky objeví obrazovka Zařízení, která se budou přidávat. Po kliknutí na **Přidat**, zařízení přidáte.
- 7) Objevíte se na stránce, kde se postupně zařízení připojí. Až se objeví fajfka v modrém kroužku, klikněte na Další.

**Úplný návod pro obsluhu aplikace najdete na stránkách: <https://www.iget.eu>**

### Bezpečnostní upozornění:

- Nevystavujte váhu otevřenému ohni.
- Nevystavujte váhu magnetickému záření.
- Vyhýbejte se extrémním teplotám (-10°C, +40°C).
- Váhu nerozebírejte.
- V případě jakékoliv změny rozměrů váhy z důvodu přehřátí baterie, přestaňte zařízení používat do té doby, než dojde k výměně baterie za novou.
- Váhu nepoužívejte v případě, že máte kardiostimulátor
- Váhu nepoužívejte, jestli jste těhotná žena
- Váhu nepoužívejte na kluzké podlaze
- Mějte na paměti, že tato váha není zdravotnickým zařízením a její funkce jsou nastaveny tak, aby co nejlépe odpovídaly většinové populaci. Pro přesné rady týkající se výživy a kondice se obraťte na odborníka.

### Poškození vyžadující odbornou opravu:

Pakliže dojde k následujícím případům, obraťte se na autorizovaný servis, nebo dodavatele:

- Do váhy se dostala vlhkost.
- Váha je mechanicky poškozena.
- Váha se nadstandardně přehřívá.

Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.



### Prohlášení o shodě:

Tímto INTELEK.CZ s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BODY B18 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách [www.iget.eu](http://www.iget.eu).



Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.

### RoHS:

Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2014/53/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

### Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR	/	/

Kupující je povinen zajistit uvedení sériového čísla v záručním listu, a také i v dodacím listu a v dokladu o koupi. Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že nebude-li v dokladu o koupi, dodacím listu a i v záručním listu vyznačeno sériové číslo zboží, a tedy nebude možné porovnáním tohoto sériového čísla uvedeného na zboží a na jeho ochranném obalu se sériovým číslem uvedeným v záručním listu, dodacím listu a dokladu o koupi zboží ověřit, že zboží pochází od Prodávajícího, je servisní středisko oprávněno reklamaci takového zboží automaticky a bez dalšího odmítnout. O tomto je Kupující povinen poučit i osoby, kterým by zboží následně prodával. Váhu reklamujte u svého prodejce, pokud není uvedeno na webu [www.iget.eu](http://www.iget.eu) jinak. Záruční list je na posledních stranách tohoto manuálu nebo na samotném listu.

Výrobce / výhradní dovozce produktů iGET do EU:

INTELEK.CZ s.r.o. Olivova 2096/4,  
110 00 Praha - CZ

Web: <http://www.iget.eu>

Podpora: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

# Diagnostická váha iGET HOME B18

## Užívateľský manuál – SK

### Informácie o výrobku:

- Napájanie 3xAAA batérie
- Maximálna nosnosť 180 kg
- Presnosť +/- 100 g

- Pracuje s aplikáciou "iGET HOME", ktorá analyzuje 18 hodnôt tela.

Hmotnosť / BMI / Objem tuku v % / Svalová hmota ( kg ) / Telesný tuk ( kg ) / Index telesného tuku / Úroveň nadváhy / Ideálna hmotnosť / Kontrola hmotnosti / Telesný tuk / Hmotnosť bez tuku / Voda v tele / Kostná hmota / Obsah bielkovín / BMR / Metabolický vek / Telesný typ / Telesné skóre

- Krivka trendovej čiary na sledovanie histórie
- Viac používateľov
- Automatické zapnutie a vypnutie
- Indikátor slabej batérie a preťaženia

### Pred prvým použitím:

- 1) Otvorte priehradku na batérie na spodnej strane.
- 2) Vložte batérie a uistite sa, že je polarita správna.
- 3) Opäť zatvorte priehradku na batérie.

Váhy sú určené len na použitie v domácnosti, nemožno ich používať na komerčné účely.

Poznámka: Ak sa na displeji zobrazí správa "Lo", vymeňte batérie.

### Aplikácia iGET HOME

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu iGET HOME z Google Play alebo App Store. Použite kľúčové slovo „iGET HOME“. Alebo použite nasledujúce QR kódy:



Android: Google Play



iOS: App Store

### Pridanie zariadenia:

- 1) Nainštalujte aplikáciu "iGET HOME" z Google Play alebo App Store.
- 2) Zapnite bluetooth vo vašom zariadení.
- 3) Spustíte aplikáciu "iGET HOME" a postupujte podľa inštrukcií aplikácie. Vytvorte si, alebo sa prihláste k svojmu účtu.
- 4) Ak aplikáciu používate prvýkrát, je najprv potrebné vytvoriť objekt.
- 5) Následne aplikáciu prepnite na záložku Zariadenia
- 6) Zapnite váhu, váha zobrazí na displeji 0.0 kg. Na obrazovke aplikácie sa automaticky objaví obrazovka Zariadenia, ktoré sa budú pridávať. Po kliknutí na Pridať, zariadenie pridáte.
- 7) Objavíte sa na stránke, kde sa postupne zariadenie pripojí. Keď sa objaví fajka v modrom krúžku, kliknite na Ďalej.

Úplný návod pre obsluhu aplikácie nájdete na stránkach: <https://www.iget.eu>

### Bezpečnostné upozornenie:

- Váhu nevystavujte otvorenému ohňu.
- Nevystavujte váhu magnetickému žiareniu.
- Vyhnite sa extrémnym teplotám (-10 °C, +40 °C).
- Váhu nerozoberajte.
- V prípade akejkoľvek zmeny rozmerov váhy v dôsledku prehriatia batérie prestaňte zariadenie používať, kým batériu nevymeníte za novú.
- Nepoužívajte váhu, ak máte kardiostimulátor
- Nepoužívajte váhu, ak ste tehotná žena
- Nepoužívajte váhu na klzkých podlahách
- Majte na pamäti, že táto váha nie je zdravotnícka pomôcka a jej funkcie sú nastavené tak, aby čo najlepšie vyhovovali bežnej populácii. Presné rady o výžive a kondícii vám poskytne odborník.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!