



NURSENSE IPL Epilátor

Uživatelská příručka

Před použitím si důkladně přečtěte manuál a následně jej uložte na bezpečné místo.
Použité obrázky mají pouze ilustrační charakter.

Model G15

OBSAH

Bezpečnostní opatření	4
Struktura produktu	9
Příslušenství	11
Parametry produktu.....	11
Příprava před použitím.....	12
Instrukce.....	14
Péče o pleť	18
Čištění a údržba.....	19
Základ odstraňování chloupků	21
Možné efekty	22
Problémy	23

Vlastnosti produktu

Součástí produktu je mimo jiné také inovační chladicí technologie. Kombinace polovodičové chladicí technologie a integrované chladicí technologie, Vás zbaví pocitu pálení během klasického procesu epilace chloupků. Jedinečná chladicí technologie dokáže rychle zklidnit pokožku, snížit její podráždění a přinést pohodlnou a bezbolestnou depilaci.

- Díky chladicí technologii je celý proces epilace chloupků příjemnější a vyhnete se pocitu pálení. Chladicí technologie umožňuje dosáhnout bezpečného a příjemného pocitu bezbolestné epilace. Při odstraňování chloupků může chlazení při kontaktu s pokožkou dosáhnout teploty 10 °C, což může účinně ochladit pokožku a tím zamezit pálení pokožky.
- Technologie intenzivního pulzního světla se často uplatňuje u přístrojů pro odstraňování chloupků v domácnosti. Naše společnost používá technologii intenzivního pulzního světla (IPL), která je nejúčinnějším způsobem omezení kontinuální regenerace chloupků na trhu. Díky úzké spolupráci s odborníky na pleť jsme v průběhu let zdokonalili tuto optickou technologii, která byla vytvořena pro domácí prostředí. Světlo přístroje na odstraňování chloupků je měkké, ozařování je pohodlné a účinné a díky intenzitě světla se lidé cítí velmi příjemně. Po mnohonásobném použití Vám přebytečné chloupky nakonec přestanou zcela růst.
- Jednodílný držák ozařovací hlavičky s dlouhou životností. Tento přístroj má integrovaný držák hlavičky s dlouhou životností, který není třeba vyměňovat, a je vhodný pro více oblastí odstraňování chloupků, jako je obličej, chloupky na rtech, podpaží, linie bikin, paže, nohy atd..

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!