

beurer

IL 35



CZ **Infračervená lampa**
Návod k použití

Obsah

1. K seznámení	2	6. Ovládání	5
2. Vysvětlení symbolů	2	7. Výměna infračervené žárovky	6
3. Pokyny	3	8. Čištění a ošetřování přístroje	6
4. Popis přístroje	4	9. Likvidace	6
5. Uvedení do provozu	4	10. Technické údaje	6

1. K seznámení

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

S pozdravem
Váš tým Beurer

Použití

Tato infračervená žárovka je určena pouze k ozařování lidského těla. Ozařováním infračerveným světlem se do těla člověka transportuje teplo. Ozářená pokožka se silněji prokrvuje. Dávno známou skutečností je, že teplo pomáhá mírnit bolesti a v mnoha případech urychluje léčení. Toto teplo vám nabízí velmi účinným způsobem infračervená lampa, jejíž infračervené záření proniká kůží hluboko do tkáně.

Obsah balení: Infračervená lampa
Tento návod k použití

i Upozornění: Omezení záruky
Dodávaná infračervená žárovka, stejně jako všechny osvětlovací prostředky, nepodléhá záruce.

2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití nebo na přístroji jsou uvedeny tyto symboly

	Dodržujte návod k použití		Chraňte před vlhkem
	Přístroj třídy ochrany II	 Upozornění	Upozornění na důležité informace
	Pozor, horký povrch		Výrobce
 Varování	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví		Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
 Pozor	Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/ příslušenství		Vzdálenost mezi infračervenou žárovkou a ozařovanou částí těla

	Kód šarže		Shoda produktů s ruskými normami
	Značka CE		

3. Pokyny

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Bezpečnostní pokyny

Varování

- Tato infračervená žárovka je určena pouze k ozařování lidského těla.
- Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Vždy dbejte na to, aby přístroj stál bezpečně na rovném podkladu.
- Kryt lampy a infračervená žárovka se během provozu silně zahřívají. Při dotyku hrozí nebezpečí popálení! Nechte lampu zchladit a pak se jí můžete dotýkat.
- Vzdálenost od hořlavých předmětů k infračervené žárovce činí minimálně 1,0 m. Přístroj nezavěšujte na zeď nebo na strop.
- Přístroj se smí připojit pouze k síťovému napětí, které je uvedeno na výrobním štítku.
- Neponořujte přístroj do vody a nepoužívejte ho ve vlhkých prostorách.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí. Tyto osoby smí přístroj používat pouze tehdy, jsou-li v zájmu své bezpečnosti pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní získaly instrukce, jak mají přístroj používat.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s přístrojem nehrají.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Nepoužívejte u osob se sníženou citlivostí na teplo.
 - Citlivost na teplo může být omezena nebo zvýšena v těchto případech:
 - u diabetických pacientů,
 - u osob trpících ospalostí, demencí nebo poruchami koncentrace,
 - u osob s onemocněním projevujícím se změnami na kůži,
 - u osob s jizvami na kůži v oblasti aplikace,
 - u osob s alergiemi,
 - u dětí a starších osob,
 - po požití léků nebo alkoholu.
- V případě akutních zánětlivých procesů byste měli možnost ozařování nejprve konzultovat s lékařem.
- Vždy omezte délku používání a kontrolujte reakci kůže.
- Léky, kosmetické přípravky nebo potraviny mohou za určitých okolností vyvolat přecitlivělou nebo alergickou reakci pokožky. V takovém případě ozařování ihned ukončete.
- Během ozařování nikdy nespěte!
- Příliš dlouhé ozařování může způsobit popáleniny.
- Nedotýkejte se infračervené žárovky ani ji nevyšroubovávejte, jestliže je přístroj zapojen do sítě.
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při používání elektrických přístrojů. Postarejte se o to, aby děti nepoužívaly přístroj bez dozoru.
- Přístroj se může používat pouze pod dozorem.
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí udušení).
- Pokud je přístroj zahřátý, nesmíte ho zakrývat nebo vkládat do obalu k uschování.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!