



Infrazářič

Návod k použití 2-11



Obsah

1	K seznámení.....	3
2	Vysvětlení symbolů	3
3	Bezpečnostní pokyny	4
4	Popis zařízení.....	7
5	Ovládání	7
6	Čištění, výměna infrazářiče a uskladnění	9
7	Technické údaje	11
8	Likvidace.....	11

Obsah dodávky

- Infrazářič
- Tento návod k použití

1 K seznámení

Vážená zákaznice, vážený zákazník,
jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

Přečtěte si pečlivě tento návod, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem

Váš tým Beurer.

Použití

Tento infrazářič je určen pouze pro ozařování lidského těla.

Ozařováním infračerveným světlem se na člověka přenáší teplo. Ozářená kůže se více prokrví a v místě zahřátí se zvýší látková výměna. Účinky infračerveného světla povzbuzují ozdravné procesy těla; tyto procesy lze podporovat cíleně.

Infračervené světlo lze použít např. jako podpůrnou terapii při léčbě onemocnění ušních, nosních a krčních, jakož i pro podporu kosmetické péče o obličej, především u nečisté pleti. Dále lze

infračervené záření podpůrně použít při léčbě svalových napětí. Nejprve se zeptejte svého obvodního lékaře, zda použití v jednotlivém případě má z lékařského hlediska smysl. Přístroj je vybaven vysoce kvalitní keramickou skleněnou deskou „Ceramic Infrared“. Keramické skleněné desky se používají i na sporácích a spolu se světelným zdrojem slouží pro intenzivní a bezpečné ozařování infračerveným světlem.

2 Vysvětlení symbolů

V návodu k použití jsou použity následující symboly.



Varování Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.



Pozor Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství.



Upozornění Upozornění na důležité informace.

Na typovém štítku jsou používány tyto symboly.



Používaný díl Typ B



Pozor!
Přečtěte si návod k použití.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!