

beurer

BF 105 Body Complete



CS Diagnostická váha
Návod k použití 2

SK Diagnostická váha
Návod na obsluhu 16

CE



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Obsah

1. K seznámení.....	2	10. Vyhodnocení výsledků.....	10
2. Vysvětlení symbolů.....	3	11. Přenos naměřených hodnot.....	12
3. Varovné a bezpečnostní pokyny.....	3	12. Další informace.....	12
4. Informace.....	4	13. Čištění a ošetřování přístroje.....	13
5. Popis přístroje.....	5	14. Likvidace.....	13
6. Uvedení do provozu.....	5	15. Co dělat v případě problémů?.....	13
7. Uvedení do provozu pomocí aplikace.....	6	16. Technické údaje.....	15
8. Uvedení do provozu bez aplikace.....	7	17. Záruka / servis.....	15
9. Provedení měření.....	8		

Obsah balení

- diagnostická váha
- odnímatelná ovládací jednotka s displejem
- nástěnný držák
- sada pro upevnění na stěnu
- 3 baterie 1,5 V typu AA (váha)
- 3 baterie 1,5 V typu AA (ovládací jednotka)
- USB kabel
- tento návod k použití a stručný návod *Bluetooth®/USB*

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky týkající se tepla, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, jemné terapie, masáže, vzduchu, péče o krásu i o dítě.

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem
Váš tým Beurer

1. K seznámení

Funkce přístroje

Tato digitální váha slouží k vážení a zjišťování osobních tréninkových údajů.

Je určena pro vlastní použití v soukromém prostředí.

Váha má tyto funkce, které mohou být využívány až 10 osobami:

- měření tělesné hmotnosti
- zjištění tělesného tuku
- podíl vody v těle
- podíl svalové hmoty
- hmotnost kostí a
- bazální a aktivní metabolismus

Kromě toho je váha vybavena ještě dalšími funkcemi:

- inovativní orientace v nabídce funkcí na velkém displeji (možnost volby z 5 jazyků)
- display lze ponechat na váze, odejmout nebo upevnit na stěnu a volitelně je k dostání sada k postavení
- přepínání mezi kilogramy „kg“, librami „lb“ a kameny „st“
- automatické vypínání
- ukazatel výměny baterií v případě slabých baterií

- automatické rozpoznání uživatele
- uložení posledních 30 měření pro 10 osob, jestliže nelze data přenášet do aplikace

2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití jsou použity následující symboly:



VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.



POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství.



Upozornění Upozornění na důležité informace.

3. Varovné a bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

- **Váhu nesmí používat osoby s lékařskými implantáty (např. kardiostimulátory). Mohlo by dojít k negativnímu ovlivnění jejich funkce.**
- Nepoužívejte v době těhotenství.
- Nestoupejte z jedné strany na vnější okraj váhy: Nebezpečí převrnutí!
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí udušení).
- Pozor, nestoupejte na váhu s mokřými chodidly, nebo když je její povrch mokrý – nebezpečí uklouznutí!



Pokyny pro zacházení s bateriemi

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- **⚠ Nebezpečí spolknutí!** Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah dětí!
- Dbejte na označení polarit plus (+) a minus (-).
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku za baterie suchou utěrkou.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
- **⚠ Nebezpečí výbuchu!** Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie nesmí být nabíjeny nebo zkratovány.
- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky.
- Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterií.
- Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň.
- Nepoužívejte dobíjecí akumulátory!
- Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.



Obecné pokyny

- Přístroj je určen pouze pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely.
- Respektujte, že se mohou vyskytnout nepřesnosti měření, neboť se nejedná o cejchovanou váhu, která by byla určena pro profesionální a lékařské účely.
- V případě různých výsledků měření (mezi váhou a aplikací) použijte výhradně naměřené hodnoty na váze.
- Zatížitelnost váhy je max. 180 kg (396 lb, 28 st). Při zjišťování tělesné hmotnosti a hmotnosti kostí se zobrazují výsledky v krocích po 100 g (0,2 lb).
- Výsledky měření podílu tělesného tuku, vody a svalové hmoty se zobrazují v krocích po 0,1 %.
- Spotřeba kalorií se udává v krocích po 1 Kcal.
- Váha je z továrny nastavena na jednotky „cm“ a „kg“.
- Postavte váhu na rovný a pevný podklad (ne na koberec); pevná podlahová krytina je předpokladem správného měření.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy firmy Beurer nebo autorizovaní prodejci. Před každou reklamací však nejdříve zkontrolujte baterie a podle potřeby je vyměňte.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!