

concept

IPL epilátor PERFECT SKIN

IPL depilátor PERFECT SKIN

Fotodepilator IPL PERFECT SKIN

PERFECT SKIN IPL epilátor

IPL epilators "PERFECT SKIN"

PERFECT SKIN IPL Epilator

IPL-Haarentfernungsgerät PERFECT SKIN

Épilateur IPL PERFECT SKIN

Epilatore IPL PERFECT SKIN

Depiladora IPL PERFECT SKIN

IPL epilator PERFECT SKIN



CZ

SK

PL

HU

LV

EN

DE

FR

IT

ES

RO

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	Vstup: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A
	Výstup: 12 V, 3 A
Příkon	36 W
Aplikační plocha	4 cm ²
Světelné spektrum	550-1200 nm
Frekvence impulzů	Stupeň intenzity 1 - impulzy po 1,6 s
	Stupeň intenzity 5 - impulzy po 3,6 s
Intenzita světelného impulzu	Stupeň intenzity 1 - 2 J/cm ²
	Stupeň intenzity 2 - 2,5 J/cm ²
	Stupeň intenzity 3 - 3 J/cm ²
	Stupeň intenzity 4 - 3,5 J/cm ²
	Stupeň intenzity 5 - 4 J/cm ²
Životnost lampy	300 000 impulzů

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím epilátoru si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a řiďte se jimi. Pokud si nejste jistí, zda můžete epilátor použít, nebo máte pochybnosti o jeho použití a rizicích z nich plynoucích, obraťte se na svého dermatologa či praktického lékaře.
- Stejnou část pokožky neošetřujte častěji než jednou za 2 týdny. Častější ošetření výsledek nezlepší, naopak zvýšíte riziko vzniku nežádoucích účinků.
- Počkejte, dokud se postižená oblast nezahojí.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte na dětskou pokožku ani nedovolte dětem, aby spotřebič používaly.
- Pozor: Horký povrch. Nedotýkejte se prsty čochy na povrchu aplikátoru. Rovněž zajistěte, aby byl povrch spotřebiče čistý.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!