

Panasonic

Operating Instructions (Household) Oral Irrigator Model No. EW1411



English	3	Dansk	95	Česky	183
Deutsch	17	Português	109	Slovensky	197
Français	33	Norsk	125	Magyar	211
Italiano	49	Svenska	139	Română	227
Nederlands	65	Suomi	153		
Español	81	Polski	167		

Operating Instructions (Household) Oral Irrigator Model No. EW1411

Contents

Safety precautions.....	6	Frequently asked questions.....	14
Intended use	9	Troubleshooting	14
Parts identification	9	Battery life	15
Charging.....	10	Removing the built-in rechargeable	
How to use	10	battery.....	15
After use.....	13	Specifications	16
Cleaning	13	Changing the nozzle (Sold separately)...	16

Thank you for purchasing this Panasonic product.

Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!