



BabyScale B5 BT

EN - MANUAL

DE - ANLEITUNG

CS - NÁVOD

SK - NÁVOD

PL - INSTRUKCJA

HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SL - NAVODILA

HR - UPUTE

EN – MANUAL

INTRODUCTORY INFORMATION

- Before switching on the scale for the first time, insert the 3 included AAA batteries into the compartment at the bottom of the scale. Make sure they are oriented according to the diagram in the compartment.
- Place the scale on a flat, solid surface or a mat in a dry environment.
- If you use the scale on a soft surface or carpet, the product will not be able to measure the child's weight optimally.
- Do not exceed the maximum weight (20 kg).
- When not in use, do not place anything on top of it or put unnecessary strain on it.
- Do not shake the scale and avoid impacts.
- Avoid contact with water.
- For the rest of the information regarding the safe use of the device, see the Safety Instructions in the box.

FIRST USE, WEIGHING WITHOUT THE APP

1. Press the **ON/OFF/TARE** button, the scale will turn on, and the display will light up and show „Hi“.
2. When the text disappears and the scale display shows 0, the scale is ready for use.
3. Place the child on the scale, which will then display the measured weight.
4. The measured value on the display flashes 3 times and then remains displayed.
5. Turn off the scale by holding down the **ON/OFF/TARE** button, or the scale will automatically turn off after 2 minutes.

FIRST USE, WEIGHING WITH THE APP

- The scale can also be used in conjunction with a smartphone app to help you monitor your child's development and growth using measurement history and graphs.

1) Download the app and register

- a. Scan the QR code or enter the URL link and install the app.
- b. Fill in your personal information and register.



truellife.eu/58605/app

2) Pair the scale with the app

- a. Turn on the app and activate Bluetooth on your smartphone.
- b. In the app, click the **Add device** button or the + in the upper right corner.
- c. From the menu select **Baby scale (Bluetooth)**.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!