



TESLA SMART COMPOSITION SCALE SC100

USER MANUAL

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

Thank you for buying the Tesla Smart Composition Scale SC100.

Our app allows users to easily connect the smart scale and comfortably check their weight.

The readings are sent to your mobile device where you can view them in the Tesla Smart app, available to download for FREE.

Maximum capacity: 180 kg

Maximum deviation: 100 g

The product is compatible with the „Tesla Smart“ app and analyses 18 values related to your state of health.

Measured values:

Weight / BMI / Body fat % / Muscle mass (kg) / Fat mass (kg) / Body fat index / Obesity level / Ideal weight / Weight control / Visceral fat index / Fat free weight / Body water / Bone mass / Protein quantity / BMR / Metabolic age / Body type / Score and trend

The app supports sharing with multiple family members • Automatic power on and off • Low battery and overload indicator light


Notes: The scale switches on when an object weighing 5 kg or more is placed on it. We recommend using the scale under the following ambient conditions: 0 °C-40 °C / 32 °F-104 °F; relative humidity 85 %, ensure continuous updating of conditions.

Product information

Download the free „Tesla Smart“ app for Android or iOS. Systems requirements for app use: • iOS 8.0 or newer • Android 4.4 or newer

Before use, carefully read the following instructions.

The scale is intended for household use only, not for commercial use.



Before use, insert the batteries:

- 1.) Open the battery compartment on the underside of the scale.
- 2.) Insert the batteries, making sure the polarity is correct.
- 3.) Then close the battery compartment again.

Notes: If „LO“ appears on the display, replace the batteries.

How to connect

- 1.) Switch on the scale - (the scale will automatically switch on when the batteries are inserted).
- 2.) Check if the Bluetooth icon flashes on the scale - (if not, remove and the insert the battery again).
- 3.) In the app click „Add device“. The app should automatically show all devices in range.
- 4.) Click on the scale and confirm its addition.

How to weigh yourself

- 1.) Stand in the middle of the scale.
- 2.) 0.0 appears on the display.
- 3.) The scale switches on and is ready for use.
- 4.) Stand on the scale and wait for your weight to appear on the screen.

Important:

Stand on the scale with your bare feet and make sure they touch the left and right electrodes located on the scales. Wait until the scale weighs you, then step off. The results will automatically be sent to your mobile phone. You can look at detailed data in the app.

To change the weighing unit, press the button located at the bottom of the scale.

Troubleshooting

- 1.) If „Lo“ appears on the display, replace the batteries.
- 2.) When Weight is displayed on the LCD but there is no analytical data in the app or „Err2“ is displayed:
Ensure you are barefoot when standing on the scale.
Ensure your feet are touching the electrodes on both the right and left sides.
Ensure you have entered the profile parameters in full.
Ensure the Tesla Smart app shows that the scale is connected.
Ensure that the scale's electrodes are clean.
Ensure that Bluetooth is enabled on your phone.

If none of the above have solved the problem, enter Device Management. Here, first remove the device and then repeat steps 1-2 to pair the device again.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!