

# beurer OT 20

ČESKY

**Použití v souladu s určením**
 Bazální teploměr je speciální digitální teploměr určený k měření bazální teploty pro zjištění plodných dnů ženy. Maximální teplota zjištěná směrnicou se ukládá do paměti přístroje až do dalšího měření. Záznam naměřených údajů do aplikace Ovy umožňuje určit plodné a neplodné dny během menstruačního cyklu a periody.

**Vysvětlení symbolů**

V návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje a příslušenství jsou použity následující symboly

	Pozor
	Dodržte návod k použití.
	Přílohá část typu BF
	Lividivace odpadních směrnicou o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)
	Výrobce
	Ochrana proti vniknutí cizích těles > 12,5 mm a proti dočasnému ponorení do vody
	Označení šarže
	Připustná teplota a vlhkost vzduchu při přepravě a skladování
	Připustná provozní teplota a vlhkost vzduchu
	Značka CE potvrzuje shodu se základními požadavky směrnice 93/42/EEC pro zdravotnické prostředky.

**Obsah balení**

• bazální teploměr • návod k použití • 1x baterie 1,5V LR 41 • 1x ochranné pouzdro

**Důležité bezpečnostní pokyny – uschovejte**

# beurer OT 20

# SLOVENSKY

**Použitie v súlade s určením**
 Bazálny teplomer je špeciálny digitálny teplomer určený na meranie bazálnej telesnej teploty u žien v plodnom veku.

Maximálna teplota určená pomocou meracieho snímača sa uloží až do ďalšieho merania. Zapisanie údajov o meraní do aplikácie Ovy umožňuje predpovedať plodné a neplodné dni v cykle aj menštruáciu.

**Vysvetlenie symbolov**

V návode na obsluhu, na obale a na typovom štítku prístroja a a príslušenstva sa používajú nasledovné symboly

	Pozor
	Dodržujte návod na obsluhu
	Aplikačná časť typu BF
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Výrobca
	Chránené pred cudzími predmetmi > 12,5 mm a dočasnému ponoreniu do vody
	Označenie šarže
	Připustná teplota a vlhkost vzduchu počas skladovania a prepravy
	Připustná prevádzková teplota a vlhkosť vzduchu
	Symbol CE potvrdzuje súlad so základnými požiadavkami smernice 93/42/EEC o zdravotníckych pomôckach.

**Obsah balenia**

• bazálny teplomer • návod na obsluhu • 1 x 1,5V batéria LR 41 • 1 x ochranné puzdro

# beurer OT 20

# SLOVENŠČINA

**Predvidena uporaba**
 Bazalni termometer je poseben digitalni termometer, namenjen merjenju bazalne temperature pri ženskah v rodni dobi. Najvišja temperatura, določena s pomočjo merilnega tipala, se shrani do naslednjega merjenja. Vnos podatkov merjenja v aplikacijo Ovy omogoča napovedovanje plodnih in neplodnih dni v ciklu, pa tudi menstruacijo.

**Razlaga simbolov**

V navodilih za uporabo, na embalaži in tipski tablici simbolov in njenih sestavnih delov se uporabljajo naslednji simboli:

	Previdno
	Upošteвайте navodila za uporabo.
	Uporabni del tipa BF
	Napravo odstranite v skladu z Direktivo o odpadni elektrčni in elektronski opremi (WEEE)
	Proizvajalec
	Zaščiteno pred tuji > 12,5 mm in kratkotrajno potopitvijo v vodo
	Oznaka šarže
	Dovoljena temperatura skladiščenja in transporta ter vlažnost zraka
	Dovoljena delovna temperatura in vlažnost zraka
	Znak CE potrjuje skladnost s temeljnimi zahtevami Direktive 93/42/EEC o medicinskih pripomočkih.

**Obseg dobave**

• Bazalni termometer • Navodila za uporabo • 1 x baterija 1,5V LR 41 • 1 x zaščitni ovitek

**Pomembna navodila – hraniti za kasneje**

# beurer OT 20

# NEREDLANDS

**Voorgescreven gebruik**
 De ovulatiethermometer van is een speciale digitale thermometer die bedoeld is voor het meten van de basale lichaamstemperatuur bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De maximale temperatuur die met behulp van de meet-sensor wordt vastgesteld, wordt tot de volgende meting opgeslagen. Door de meetgegevens aan de Ovy-app over te dragen, kunnen de vruchtbare en niet- vruchtbare dagen van de cyclus en de menstruatie worden voorspeld.

**Verklaring van de symbolen**
 In de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat en de tebehooren worden de volgende symbolen gebruikt:

	Voorzichtig
	Gebruiksaanwijzing in acht nemen
	Toegepast deel type BF

mobiele vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou ml na tento přístroj vliv.

**⚠️ Poznámky k elektromagnetické kompatibility**

- Přístroj je vhodný pro použití ve všech prostředích, která jsou uvedena v tomto návodu k použití, včetně domácího prostředí.
- Přístroj lze při výskytu elektromagnetických poruchových vlnění používat podle okolností jen v omezené míře. V důsledku toho se mohou například objevit chybová hlášení nebo může dojít k výpadku displeje/přístroje.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostředí dalších jiných přístrojů nebo v přístroji naskládaných na sobě, neboť by však bylo použití ve výše uvedené podobě nutné, měli byste tento přístroj i ostatní přístroje sledovat a přesvědčit se, že pracují správně.
- Používání jiného příslušenství, než které určil nebo poskytl výrobce tohoto přístroje, může mít za následek zvýšené rušivé elektromagnetické záření nebo sníženou elektromagnetickou odolnost přístroje a způsobit chybný způsob provozu.
- Nerespektování těchto pokynů může způsobit omezení výkonu přístroje.

**Bazální teploměr**



**Měření teploty pro probuzení**
Provádějte měření ve stejnou dobu bezprostředně po probuzení, ještě než vstanete. Před měřením byste měli minimálně 4 hodiny spát. Pokud jste před měřením spali méně než 4 hodiny, zapíše doba probudění do aplikace Ovy nebo aktivuje možnost „Porucha nočního kľidu“. Před měřením byste neměli nic jíst ani vykonávat namáhavou fyzickou aktivitu. Měření můžete provádět orálně, rektálně nebo vaginálně, během menstruačního cyklu, byste však neměli měnit zvolené místo měření. Doporučujeme měření pod jazykem při zavřených ústech.

Teploměr byste neměli během menstruačního cyklu měnit. Pokud chcete změnit typ měření, musíte to rovněž zaznamenat jako poruchu, stejně jako změnu místa měření. Pro tento menstruační cyklus pak již nelze zaručit bezpečné vyhodnocení výsledků.


Myšlenk přítom na té, že přenosá a mobilné vysokofrekvenční komunikačné zariadenia môžu vplyvať na tento prístroj.

**⚠️ Informácie o elektromagnetickej kompatibiliti**

• Prístroj je navrhnutý tak, aby mohol byť prevádzkovaný vo všetkých prostrediach uvedených v tejto príručke, vrátane domácich prostredia.

- V prítomnosti elektromagnetickeho rušenia môže byť prístroj za určitých okolností použiteľný aj v obmedzenej miere. V dôsledku toho sa môžu vyskytnúť napr. chybové hlásenia alebo porucha displeja/přístroja.
- Treba sa vyhnúť tomu, aby sa tento prístroj používal bezprostredne vedľa iných prístrojov alebo s ďalšími prístrojmi na sebe, pretože to môže mať za následok chybný spôsob prevádzky. Ak je napriek tomu potrebné používať ho popisávaným spôsobom, tento prístroj a ďalšie prístroje je nutné sledovať, aby ste sa presvedčili, že fungujú správne.
- Použitím iného príslušenstva ako toho, ktoré stanovil alebo zabezpečil výrobca tohto prístroja, môže mať za následok zvýšené rušivé elektromagnetické vyžarovanie alebo zníženú elektromagneticú odolnosť zariadenia a môže viesť k chybnému spôsobu prevádzky.
- Nedodržanie týchto pokynů môže spôsobiť zníženie výkonu prístroja.

**Bazálny teplomer**



**Meranie teploty pri prebudení**

Meranie vykonávajte vždy v tu istu hodinu hneď po prebudení, skôr než vstanete. Pred meraním by ste mali spať najmenej 4 hodiny. Ak ste pred meraním spali menej ako 4 hodiny, zadajte trvanie spánku v aplikácii Ovy alebo aktívne „narušenie nočného spánku“. Pred meraním by ste nemali jesť a mali by ste sa vyhnúť fyzickej námahe. Meranie môžete vykonať perorálne, rektálne alebo vaginálne, počas menstruačného cyklu, by ste nemali meniť zvolené miesto. Odporúčá sa meranie pod jazykom so zatvorenými perami. Teploměr by sa nemal meniť počas cyklu. Ak vymeníte teplomer v priebehu cyklu, musíte to zaznačiť ako poruchu rovnako ako zmenu miesta merania. Preto cyklus už nebude možné zaručiť spoľahlivé vyhodnotenie.

**Výmena batérie**
1. Ak sa na displeji zobrazí indikátor batérie,

2. Za týmto účelom vytlahnite kryt priehradky na batérie smerom dozadu.

napravo vplyvajú na to napravo.

**⚠️ Napotki k elektromagnetni združljivosti**

- Naprava je zasnovana za delovanje v vseh okoljih, ki so navedena v tem priročniku, vključno z domačim okoljem.
- Ob prisotnosti elektromagnetnih motenj je lahko naprava v določenih okoliščinah uporabna le v omejenem obsegu. Posledično se lahko pojavijo na primer sporočila, najmanj a hodi pred meranjem spale manj kot 4 ure, vneste trajanje spanja v aplikacijo Ovy ali aktiviraj „Motnja spanja“. Pred meranjem se smete jesti in se morate izogibati telesnemu naporu.
- Motenje lahko izvedete peroralno, rektalno ali vaginalno, med menstruacijo, vendar ne smete spreminjati mesta meranja. Pri uporabi dodatkov, ki jih ne specificira ali prišlo proizvajalec, lahko povzročijo večje oddajanje elektromagnetnih valov ali zmanjšano elektromagnetno odpornost naprave, kar povzroči nepravilno delovanje.
- Neupoštevanje lahko povzroči zmanjšano zmogljivost naprave.

**Bazalni termometer**



**Merjenje temperature po bujenju**
Merjenje izvajajte ob istem času tako po tem, ko se zbudite, še preden vstanete. Pred merjenjem morate spati najmanj 4 hodine. Če pred merjenjem spate manj kot 4 ure, vneste trajanje spanja v aplikacijo Ovy ali aktiviraj „Motnja spanja“. Pred merjenjem se smete jesti in se morate izogibati telesnemu naporu.

Merjenje lahko izvedete peroralno, rektalno ali vaginalno, med obdobjem menstruacije, vendar ne smete spreminjati mesta meranja. Pri uporabi dodatkov, ki jih ne specificira ali prišlo proizvajalec, lahko povzročijo večje oddajanje elektromagnetnih valov ali zmanjšano elektromagnetno odpornost naprave, kar povzroči nepravilno delovanje.

**Obseg dobave**
• Bazalni termometer • Navodila za uporabo • 1 x baterija 1,5V LR 41 • 1 x zaščitni ovitek

**Pomembna navodila – hraniti za kasneje**

zonder uitzonderingen worden aangehouden. Bespreek de vastgestelde waarden met je arts.
• De thermometer bevat gevoelige elektronische componenten. Bescherm de thermometer daarom tegen schokken, buigingen, hooftemperaturen en blootstelling aan direct zonlicht.

Deze thermometer is voorzien van een flexibele meet-punt en biedt daardoor meer comfort en veiligheid bij het meten, voornamelijk bij personen met een beperkt bewustzijn. De punt mag niet verder dan 90° worden gebogen.

Gebruik in de buurt van sterke elektromagnetische velden, zoals naast een mobiele telefoon, kan leiden tot storingen.

De thermometer voert bij het inschakelen een zelftest uit. De meetnauwkeurigheid hoeft niet te worden gecontroleerd.
• De thermometer is uitsluitend bestemd voor het meten van de lichaamstemperatuur van mensen.

- De thermometer is alleen bestemd voor gebruik op de in de gebruiksaanwijzing aangegeven plek op het menselijk lichaam.
- Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
- Controleer de thermometer voor elk gebruik op tekenen van beschadiging of slijtage. Als de thermometer beschadigd of versleten is, mag deze niet meer worden gebruikt.
- De minimale meetduur tot aan het geluidssignaal moet worden aangehouden.

přířadí na baterii. Dávajte pozor na to, aby ste nepoškodili nebo neposunuli těsnění.

Použitě, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro speciálně zařízených elektrotechniky. Podle zřkóna jste jistvo baterie likvidovat.
Na baterích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto znaky:
Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť. Pro tuto baterii platí: Pb, Hg.

**⚠️ Pokyny pro zacházení s bateriemi**
• Pěbo očkej, že tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očma, opláchněte postihné místo vodou a vyhleďte lékaře.
• ⚠️ Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohli spolknout baterie nebo kryt přířradky na baterii a udušit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah malých dětí!
• Pokud máte děti, vyčiřte suchou hánřivkou a vyčistěte přířradku na baterie suchou utěrkou.
• Čiřte baterie před naměřeným teplem.
• ⚠️ Nebezpečí výbuchu! Nezapnejte do ohně. Baterie se nesmí nabíjet nebo žrkatovat.

- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z přířradky.
- Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterie.
- Vyměňte vždy všechny baterie zároveň.
- Nepoužívejte oxidací akumulátory!
- Baterie se nesmí rozbit, otevírat nebo drtit.

**Čištění přístroje**
Bazální teploměr čistěte před každým použitím a po každém použití. Před měřením byste měli odstranit jakoukoliv nečistotu nebo studenou mydlovou vodu. Při čištění můžete přístroj vložit do vody nebo dezinfekčního roztoku. Maximální doba ponoření je 30 minut! Neprovádějte sterilizaci varem, plymem nebo v parním autoklávu.

**Uložení a likvidace**
Pokud teploměr nepoužíváte, uložte ho i v originálním ochranném pouzdru.

Přesnost tohoto teploměra byla pečlivě zkontrolována, teploměr byl vyroben s ohledem na dlouhou, využitelnou dobu životnosti. Při používání přístroje ve zdravotnictví je třeba provádět technické kontroly měření, a to vhodnými prostředky. Podrobné údaje o kontrole přesnosti se můžete dozvědět na adrese zákaznického servisu.

3. Opätne povytiahnite držiak batérie približne 1 cm von z krytu.

- 4. Ak vytlahnúte batérie z držiaka použite nekovový nástroj.
- 5. Vložte novú batériu (typ LR41 1,5 V) so značkou a smerom nahor.
- 6. Zasuňte držiak batérie späť do puzdra a nasadte kryt priehradky na batérie. Uistite sa, že tesnenie nie je poškodené alebo posunuté.

Použitě, úplne vybité baterie musíte likvidovať vložením do špeciálne označených sběrných nádob, odvozdňaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona máte povinnosť batérie likvidovať.
Na bateriách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto znaky:
Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť. Pre túto batériu platí: Pb, Hg.

**⚠️ Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami**

• Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto myjte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

- ⚠️ Nebezpečenstvo prehltnutia! Malé deti by mohli batérie alebo priehradku na batérie prehltnúť a zdušit sa nimi. Z tohto dôvodu skladujte batérie mimo dosah malých detí.
- Dbajte na označenie polarity plus (+) a minus (-).
- Keď batérie vkladáte, nasadte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou hánřivkou.
- Batérie chráňte pred namáreným teplem.
- ⚠️ Nebezpečenstvo výbuchu! Baterie nikdy nehádzte do ohňa.

- Batérie sa nesmú nabíjať alebo skratovať.
- Keď prístroj dlhšie čas nepoužívate, vyberte batérie z priehradky na batérie.
- Batérie vždy vymieňajte naraz.
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie!
- Batérie nerozoberajte, neotvárate a neštiepate.

**Čistenie přístroja**
Bazální teploměr přičistěte po každém použití vyčistěním suchou hánřivkou a izopropanolalkoholem zriedeným v vode alebo studenou mydlovou vodou. Zariadenie sa môže ponoriť do vody alebo dezinfekčného roztoku na čistenie. Maximálny čas ponorenia 30 minút! Nikdy nesterilizujte varením, plynom alebo parným autoklávom.

**Technické údaje**

Typ OT20

Merací rozsah 32,00°C – 42,99°C

Přesnost merania ±0,05°C medzi 35,00°C a 38,00°C pri teplote okolia 18°C – 28°C, mimo tohto meracieho rozsahu ±0,1°C

Elektronická napaka v napr. V prípade večkratného pojavjavanja se obrnite na službu za pomoč podjetja Beurer GmbH.

• Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz predalčka.

• Uporabite le enake baterije ali baterije enakovrednega tipa.

• Vedno zamenjajte vse baterije hkrati.

- Ne uporabljajte akumulacijskih baterij!
- Baterij ne razstavljajte, odpirajte ali stiskajte.

**Čiščenje naprave**
Bazální termometer očistěte s mekko krpou in v vodo razredčenim izopropanolnim alkoholom ali hladno mliečkom pred v po vsaki uporabi. Napravo lahko med čiščenjem potopíte v vodo ali razkužilo. Najdalší čas potopa 30 minut! Ne sterilizirajte s kuhanjem, n paradi si v parni avtokláv.

**Skladiščenje in odstranjevanje**
Če termometera ne uporabljate, ga hranite v z nameščenim originarnim zaščitnim ovitkom.

Gebruik in de buurt van sterke elektromagnetische velden, zoals naast een mobiele telefoon, kan leiden tot storingen.

Deze thermometer is alleen bestemd voor gebruik op de in de gebruiksaanwijzing aangegeven plek op het menselijk lichaam.

• Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.

• Controleer de thermometer voor elk gebruik op tekenen van beschadiging of slijtage. Als de thermometer beschadigd of versleten is, mag deze niet meer worden gebruikt.

zonder uitzonderingen worden aangehouden. Bespreek de vastgestelde waarden met je arts.
• De thermometer bevat gevoelige elektronische componenten. Bescherm de thermometer daarom tegen schokken, buigingen, hooftemperaturen en blootstelling aan direct zonlicht.

Deze thermometer is voorzien van een flexibele meet-punt en biedt daardoor meer comfort en veiligheid bij het meten, voornamelijk bij personen met een beperkt bewustzijn. De punt mag niet verder dan 90° worden gebogen.

Gebruik in de buurt van sterke elektromagnetische velden, zoals naast een mobiele telefoon, kan leiden tot storingen.

De thermometer voert bij het inschakelen een zelftest uit. De meetnauwkeurigheid hoeft niet te worden gecontroleerd.

• De thermometer is uitsluitend bestemd voor het meten van de lichaamstemperatuur van mensen.

• Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.

• Controleer de thermometer voor elk gebruik op tekenen van beschadiging of slijtage. Als de thermometer beschadigd of versleten is, mag deze niet meer worden gebruikt.

• De minimale meetduur tot aan het geluidssignaal moet worden aangehouden.

Baterie Kofliková baterie typu LR41 1,5 V

**Aplikace Ovy je zdarma ke stažení pro operační systémy iOS a Android™**
S aplikací Ovy máte možnost zaznamenávat si celý menstruační cyklus a mít vždy přehled o všech hodnotách na chytrém telefonu. Aplikace Ovy je určena ženám, které chtějí ovládnout. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout u Apple App Store a Google Play. Aplikace Ovy je certifikovaný zdravotnický prostředek třídy 1.

**Jak funguje aplikace Ovy?**

Aplikace Ovy automaticky počítá váš menstruační cyklus, bez tužby a papíru. Patří sem perioda, ovulace a plodné a neplodné dny. Měříte si ranní teplotu pro probuzení a přenesáte tyto hodnoty včetně dvou desetinných míst do aplikace Ovy. V ideálním případě začnete se záznamy první den menstruace, tedy první den menstruačního cyklu. Můžete však začít v jakýkoliv den menstruačního cyklu. Pro ještě přesnější určení plodných a neplodných dnů přidejte každý den další tělesné signály. Důležité je zaznamenat, kdy se vyskytnou velmi nízké podněty ovlivňující bazální teplotu, například, konzumace alkoholu nebo nedostatek spánku.

Bazální teplotu, tělesné signály a rušivé faktory můžete zaznamenávat i později, měření teploty by však mělo probíhat příslušným den.

Aplikace Ovy se zakládá na heuristickém algoritmu. To znamená, že čím častěji zaznamenáváte bazální teplotu, tím přesnější může aplikace Ovy určit plodné dny a přísti periody.

**Máte otázky ohledně aplikace Ovy?**
V takovém případě vám pomůžeme tým Ovy, který se náš ná e-mail adresovaný na hello@ovapp.com. Kontaktní údaje najdete rovněž ve svém profilu v aplikaci Ovy. Zde nám můžete případně zaslat dotaz nebo zpětnou vahu. Na internetových stránkách Ovy a v informačních polích aplikace najdete mnoho otázek a odpovědí a základních informací o menstruačním cyklu.

Internet: www.ovapp.com
Kontakt: hello@ovapp.com
Facebook: Ovy
Instagram: @ovapp
Twitter: @ovapp

Zobrazení Displej z tekutých krystalů (LCD) s 5 číslicami

Preparavne a skladovacie podmienky teplota -20°C – +55°C re, vlhkosť vzduchu 15% – 95% okoliť tlak 700 – 1060 hPa

Prevádzkové podmienky teplota 5°C – +40°C re, vlhkosť vzduchu 15% – 95% okoliť tlak 700 – 1060 hPa

Batéria Gombíková batéria typu LR41 1,5 V

Provozní podmínky Teplota 5°C – +40°C re, vlhkosť vzduchu 15% – 95% vnější tlak 700 – 1060 hPa

Zobrazení Displej z tekutých krystalů (LCD) s 5 číslicami

Preparavne a skladovacie podmienky teplota -20°C – +55°C re, vlhkosť vzduchu 15% – 95% okoliť tlak 700 – 1060 hPa

Prevádzkové podmienky teplota 5°C – +40°C re, vlhkosť vzduchu 15% – 95% okoliť tlak 700 – 1060 hPa

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!